

Anti-Torsina/Tor1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14656

Artikelnummer: CM0019693



Einführung

TorsinA/TOR1A-Kaninchen-pAb für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Richtet sich gegen das dystoniebezogene Chaperon Torsin-1A, das an der Proteinfaltung und dem Recycling synaptischer Vesikel beteiligt ist. Ideal für die neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TorsinA/TOR1A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1861
GeneID	1861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 63-332 des humanen TorsinA/TOR1A (NP_000104.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14656
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku