

Anti-Torsina/Tor1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14656

Artikelnummer: CM0011751



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches TorsinA/TOR1A (O14656), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Dieses Reagenz unterstützt die Untersuchung von Proteinfaltung, synaptischer Vesikelrückgewinnung und Kernhülle-Dynamik in der Dystonie- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TorsinA/TOR1A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1861
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 233-332 von menschlichem TorsinA/TOR1A (O14656)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14656
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel