

Anti-Tox Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94900

Artikelnummer: CM0029675

Einführung

TOX Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt thymozytenselektionsassoziiertes High-Mobility-Group-Box-Protein TOX, einen für die Immunzellentwicklung und neurale Differenzierung kritischen transkriptionellen Regulator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOX1; TOX
Spezies	Human
GeneID (Human)	9760
GeneID	9760
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-165 von humanem TOX (NP_055544.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94900
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel