

Anti-Tp53Aip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcn2

Artikelnummer: CM0029366

Einführung

TP53AIP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielmolekulargewicht 13kDa. Geeignet für die p53-abhängige Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53AIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53AIP1; TP53AIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63970
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9HCN2
Proteingewicht	13kDa
Versand	Kühltasche