

Anti-Tp53Bp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q13625

Artikelnummer: CM0029711



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen TP53BP2 (ASPP2), validiert für IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Verwendet in der Apoptose- und Zellzyklusforschung. Spezifikationen und technischer Support verfügbar.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53BP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7159
Gen-ID	7159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-600 des menschlichen TP53BP2 (NP_001026855.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13625
Proteinmasse	126 kDa
Versand	Eisbeutel