

Anti-Tp53Bp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13625

Artikelnummer: CM0023463



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen TP53BP2 (ASPP2/53BP2) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Regulator der Apoptose und des Zellwachstums. Rekombinantes Immunogen, 126 kDa. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung, richtet sich gegen ein wichtiges p53-bindendes Protein, das an Zellzyklusarrest und Tumorsuppression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53BP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7159
GenID	7159
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-330 von TP53BP2 (NP_001026855.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13625
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Eisbeutel