

Anti-Tp53I13-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbr0

Artikelnummer: CM0020782

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TP53I13, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Tumorsuppressoren und Studien zum p53-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP53I13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSCP1, TP53I13
Spezies	Mensch
Gen-ID	90313 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-310 von humanem TP53I13 (NP_612358.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8NBR0
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel