

Anti-Tp73 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15350

Artikelnummer: CM0013252



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TP73 (p73), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ziel ist der Tumorsuppressor p73, der an Apoptose, Zellzyklus und Ziliogenese beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TP73 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P73; CILD47; TP73
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7161
Gen-ID	7161
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 487-636 von humanem TP73 (NP_005418.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15350
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel