


Anti-Tpa/Plat Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Artikelnummer: CM0005623



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes tPA/PLAT, geeignet für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 63kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	tPA/PLAT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TPA; T-PA; tPA/PLAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5327
GenID	5327
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 463-562 von humanem tPA/PLAT (P00750) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00750
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel