

Anti-Tpd52 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

Artikelnummer: CM0015706

Einführung

TPD52 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Zielt auf das humane Tumorprotein D52 ab, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPD52 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7163
GenID	7163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-184 von humanem TPD52 (NP_005070.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55327
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel