

Anti-Tpd52L3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Artikelnummer: CM0015753

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TPD52L3 (D55/hD55/TPD55) gerichtet ist und für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Hodenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPD52L3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	89882
Gen-ID	89882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-132 von humanem TPD52L3 (NP_001001875.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96J77
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel