

Anti-Tpd52L3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Artikelnummer: CM0017615

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TPD52L3 (Tumorprotein D55), validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung testisspezifischer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPD52L3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	89882
Gen-ID	89882
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-132 von humanem TPD52L3 (NP_001001875.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96J77
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel