

Anti-Tph1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17752

Artikelnummer: CM0022031



Einführung

TPH1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und menschliches, murines und Ratten-TPH1 erkennt. Ideal für Forschung zur Serotonin-Biosynthese und Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPRH; TRPH; TPH1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7166
GenID	7166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 345-444 von menschlichem TPH1 (NP_004170.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17752
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel