

Anti-Tph2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iwu9

Artikelnummer: CM0015525



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen TPH2 (Tryptophan-Hydroxylase 2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem TPH2. Geeignet für die Forschung zur Serotonin-Biosynthese und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	TPH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	121278
GenID	121278
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-70 von humanem TPH2 (NP_775489.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWU9
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel