

Anti-Tph2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iwu9

Artikelnummer: CM0026952



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TPH2 (neuronal Tryptophanhydroxylase) für WB und ELISA, reaktiv mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Serotonin-Biosynthese und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	121278
Gen-ID	121278
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWU9
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistasche