

Anti-Tpi1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P60174

Artikelnummer: CM0024609



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliche Triosephosphatisomerase (TPI1), validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Glykolyse und Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPI1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7167
GeneID	7167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-249 des menschlichen TPI1 (NP_000356.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60174
Proteinmolekulargewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel