

Polyklonaler Anti-Tpi1-Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Artikelnummer: CM0022875



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TPI1 (Triosephosphat-Isomerase), validiert für WB, IHC, IF/ICC und ELISA. Erkennt TPI1 aus Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPI1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7167
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60174
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku