

Anti-Tpk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H3S4

Artikelnummer: CM0029159



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TPK1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TPK1. Ideal für die Forschung zum Thiaminstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP20; HTPK1; THMD5; TPK1
Spezies	Mensch
Gen-ID	27010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-243 von humanem TPK1 (NP_071890.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3S4
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel