

Anti-Tpm2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper - P07951

Artikelnummer: CM0028367

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes TPM2 (Tropomyosin-beta-Kette). Validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt TPM2 in Geweben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für Muskelbiologie und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7169
GenID	7169
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TPM2 (NP_003280.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07951
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel