

Anti-Tpm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06753

Artikelnummer: CM0015825



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TPM3 (Tropomyosin alpha-3-Kette) gerichtet ist. Validiert in WB und ELISA; detektiert eine Bande von ~33 kDa. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung am Zytoskelett und der Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7170
GenID	7170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-284 von humanem TPM3 (NP_689476.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06753
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel