


Anti-Tpmt Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51580

Artikelnummer: CM0002562



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches TPMT (Thiopurin S-Methyltransferase) gerichtet ist. Entwickelt für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ermöglicht die Untersuchung des Stoffwechsels von Thiopurin-Medikamenten und der Pharmakogenomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPMT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TPMTD; TPMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7172
GenID	7172
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem TPMT (P51580) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51580
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel