


Anti-Tpmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Artikelnummer: CM0016244



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TPMT (Thiopurin-S-Methyltransferase), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Thiopurin-Arzneimittelstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPMTD; TPMT
Spezies	Human
GeneID (Human)	7172
GeneID	7172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-245 von humanem TPMT (NP_000358.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51580
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistasche