

Anti-Tpp2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Artikelnummer: CM0025257

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches TPP2 (Tripeptidyl-Peptidase 2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Ubiquitin-Proteasom-Signalweg und Aminosäurehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7174
GenID	7174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen TPP2 (NP_003282.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29144
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel