

Anti-Tppp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bw30

Artikelnummer: CM0027621



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TPPP3, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Mikrotubuli-Dynamik, Embryoimplantation und Endometriumfunktion. Proteingewicht 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPPP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51673
Gen-ID	51673
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-176 von humanem TPPP3 (NP_057048.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BW30
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche