

Monoklonaler Anti-Tppp/P25-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O94811

Artikelnummer: CM0008354



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TPPP/p25 (p24, TPPP1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Studien zu Mikrotubuli-Dynamik, Myelinisierung, Zellmigration und Zellzyklus. 24 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPPP/p25 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11076
Gen-ID	11076
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TPPP/p25 (O94811) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O94811
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel