

Anti-Tppp/P25 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - O94811

Artikelnummer: CM0030459



Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper gegen TPPP/p25 für Western Blot und ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu Mikrotubulidynamik und Myelinisierung. - O94811

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPPP/p25 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11076
GenID	11076
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-219 von humanem TPPP/p25 (NP_008961.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94811
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel