

Anti-Tprg1L-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T0D9

Artikelnummer: CM0022360

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TPRG1L (mover/FAM79A), ein präsynaptisches Protein, das die Wahrscheinlichkeit der synaptischen Freisetzung reguliert. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Dieser Antikörper ist ideal für die neurowissenschaftliche Forschung und detektiert TPRG1L (MOVER) in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPRG1L-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	127262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-90 des humanen TPRG1L (NP_877429.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5T0D9
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku