


Anti-Tpst2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60704

Artikelnummer: CM0019769



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TPST2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Protein-Tyrosin-Sulfotransferase 2, ein Golgi-Membranenzym, das die Tyrosin-O-Sulfatierung katalysiert. Geeignet für humane und murine Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPST2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPST-2; TANGO13B; TPST2
Spezies	Human
GeneID (human)	8459
GeneID	8459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-370 von humanem TPST2 (NP_003586.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O60704
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel