


Anti-Tpx2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9ULW0

Artikelnummer: CM0022663



Einführung

TPX2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch und Ratte. Unverzichtbar für Untersuchungen zu Spindelaufbau, Mitose und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TPX2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
Spezies	Mensch
Gen-ID	22974
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen TPX2 (NP_036244.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9ULW0
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel