


Anti-Tra2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62995

Artikelnummer: CM0026731



Einführung

Anti-TRA2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TRA2B. Ideal für Studien zur Spleißregulation und Neurodegeneration. - P62995

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRA2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Spezies	Mensch
GenID	6434
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TRA2B (NP_004584.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62995
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel