

Anti-Tradd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q15628

Artikelnummer: CM0014429



Einführung

Hochwertiger Anti-TRADD-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines TRADD, einen Schlüsseladapter bei TNF-induzierter Apoptose und NF- κ B-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRADD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9130005N23Rik; TRADD
Spezies	Human
GeneID (human)	8717
GeneID	8717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 199-312 von humanem TRADD (NP_003780.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15628
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel