


Anti-Traf2 Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Ip, Elisa - Q12933

Artikelnummer: CM0002653



Einführung

Kaninchen monoklonaler [KD validierter] TRAF2 Antikörper für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die in der NF-κB- und JNK-Signalübertragung involviert ist und für die Apoptoseforschung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] TRAF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; [KD Validated] TRAF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7186
GeneID	7186
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12933
Proteingewicht	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
Versand	Eistasche