


Anti-Traf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12933

Artikelnummer: CM0020289



Einführung

TRAF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Human, Maus und Ratte. Zielt auf TNF-Rezeptors-assoziiierter Faktor 2, einen Schlüsselregulator der NF- κ B- und JNK-Signalübertragung, der am Zellüberleben und der Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Spezies	Human
GenID (Human)	7186
GenID	7186
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 190-350 von humanem TRAF2 (NP_066961.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12933
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel