


Anti-Traf3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13114

Artikelnummer: CM0015042



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRAF3, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TRAF3 (64 kDa), eine wichtige E3-Ubiquitin-Ligase in der NF-κB- und angeborenen Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	TRAF3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7187
GenID	7187
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TRAF3 (NP_003291.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13114
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel