


Anti-Traf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q13114

Artikelnummer: CM0029221



Einführung

TRAF3 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (pAb) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für die Forschung an zytoplasmatischer E3-Ubiquitin-Ligase in der Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7187
Gen-ID	7187
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TRAF3 (NP_003291.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13114
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eisbeutel