

Anti-Traf3Ip2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43734

Artikelnummer: CM0030992



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), eine E3-Ubiquitin-Ligase, die für die IL-17-Signalgebung und die NF-κB-Aktivierung unerlässlich ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF3IP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10758
Gen-ID	10758
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem TRAF3IP2 (NP_671733.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43734
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel