


Anti-Traf4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Buz4

Artikelnummer: CM0006690



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRAF4, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Zellproliferation, Differenzierung, DNA-Reparatur und NF-κB-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9618
Gen-ID	9618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 209-470 von humanem TRAF4 (NP_004286.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUZ4
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel