


Monoklonaler Anti-Traf6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Artikelnummer: CM0007450



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRAF6, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt TRAF6, eine für die NF- κ B- und JNK-Signalübertragung bei Immunreaktionen und der Osteoklastendifferenzierung wichtige E3-Ubiquitin-Ligase. Geeignet für Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRAF6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	7189
GenelD	7189
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel