


Anti-Traf6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Artikelnummer: CM0007997



Einführung

Hochwertiger Anti-TRAF6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist TNF-Rezeptor-assoziiertes Faktor 6 (Q9Y4K3), eine Schlüssel-E3-Ubiquitin-Ligase in der NF-κB-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RNF85; MGC:3310
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-274 von humanem TRAF6 (NP_004611.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eistasche