


Anti-Traf6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9Y4K3

Artikelnummer: CM0016826



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches TRAF6 (SWISS Q9Y4K3), geeignet für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für die Forschungsanwendung in der Immun-Signalübertragung und Osteoklastendifferenzierung validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Art	Mensch
Gen-ID	7189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-150 des menschlichen TRAF6 (NP_004611.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku