


Anti-Traf6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4K3

Artikelnummer: CM0021268



Einführung

Hochwertiger polyklonaler TRAF6-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Ubiquitin-Ligasen und der NF- κ B-Signalwege. Spezifisch und zuverlässig für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Art	Mensch
Gen-ID	7189
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen TRAF6 (NP_004611.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K3
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku