


Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Vp1

Artikelnummer: CM0003477



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF6BP/TAX1BP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8887
GeneID	8887
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 690-789 von menschlichem TRAF6BP/TAX1BP1 (Q86VP1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86VP1
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel