


Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Polyclonale Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q86Vp1

Artikelnummer: CM0022950



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO3). Geeignet für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität für Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung von NF-κB-Signalgebung, Autophagie und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF6BP/TAX1BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8887
GeneID	8887
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 709-789 des menschlichen TRAF6BP/TAX1BP1 (NP_006015.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q86VP1
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel