

Anti-Traf7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Q0C0

Artikelnummer: CM0013999



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRAF7 (Q6Q0C0) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validierte Kreuzreaktivität: Human. Ideal für die Erforschung von angeborener Immunität, Entzündung und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84231
Gen-ID	84231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-400 von humanem TRAF7 (NP_115647.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6Q0C0
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eistasche