

Anti-Traf7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Q0C0

Artikelnummer: CM0031023



Einführung

TRAF7 Rabbit pAb ist ein kaninchenpolyklonaler Antikörper für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Er reagiert mit humanem, murinem und rattigem TRAF7. Ideal für Untersuchungen zu Ubiquitin-Ligasen, angeborener Immunität und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84231
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6Q0C0
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel