


Anti-Trafd1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14545

Artikelnummer: CM0013168



Einführung

Der polyklonale TRAFD1-Kaninchenantikörper weist humanes TRAFD1 (FLN29) mittels WB und ELISA nach. Das Zielprotein ist ein negativer Regulator der angeborenen Immunwege TLR4/RLH und eignet sich für die Erforschung von Entzündungen und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	TRAFD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FLN29; TRAFD1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10906
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen TRAFD1 (NP_006691.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14545
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku