

Anti-Tram1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q15629

Artikelnummer: CM0013531

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TRAM1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Untersuchung der ER-Proteintranslokation, der ungefalteten Proteinantwort und der viralen Immunevasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 305-374 von humanem TRAM1 (NP_055109.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15629
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eispackung