


Anti-Transcobalamin-1 (Tcn1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20061

Artikelnummer: CM0028443



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Transcobalamin-1 (TCN1/Haptocorrin). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Vitamin-B12-Transports und des gastrointestinalen Schutzes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-280 des humanen TCN1 enthält (NP_001053.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS-Zugangsnummer	P20061
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel