

Anti-Transferrin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P02787

Artikelnummer: CM0014425



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen menschliches Transferrin (Serotransferrin) und ist für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA validiert. Er kreuzreagiert mit Maus und Ratte, was ihn ideal für Studien zum Eisentransport, zur zellulären Eisenaufnahme und zur Homöostase macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Transferrin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7018
Gen-ID	7018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 355-698 von menschlichem Transferrin (NP_001054.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02787
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel