

Anti-Transferrin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - P02787

Artikelnummer: CM0002746



Einführung

Dieser hochwertige Kaninchen-monoklonale Antikörper zielt auf humanes Transferrin ab und ist für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Forschung zu Eisenstoffwechsel, Krebs und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Transferrin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7018
GenID	7018
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Transferrin (P02787) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02787
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel